



РЕСПУБЛИКА САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СТАНЦИЯСИ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

700173 Тошкент шаҳри, Х Турсункулова кўчаси,
уй № 14 Телеграф адрес: Тошкент шаҳри
Рес. СЭС. Справклар учун телефон
785946, 785938

700173 гор. Ташкент, ул. Х. Турсункулова, 14
Телеграфный адрес: Ташкент, Уз. Рес. СЭС
Телефоны для справок: 785946, 785938

от 6.12.90 № 1-10/1280

На № _____

Генеральному директору
НПО "ФИЗИКА-СОЛНЦЕ" АН УэССР
Гуламову К. Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

бактериологического контроля эффективности работы стерилизатора
МИ - экспериментальной лабораторной модели, разработанной ФТИ
НПО "ФИЗИКА-СОЛНЦЕ" АН УэССР

1. Стерилизатор предназначен для стерилизации медицинских инструментов. Принцип работы основан на применении специальной керамики, преобразующей излучение галогеновой лампы в спектр определенного диапазона, который обеспечивает быструю и равномерную стерилизацию инструментов.

Стерилизатор работает от бытовой сети 220в, 50гц. Объем стерилизатора - 6 литров.

2. Для оценки эффективности работы стерилизатора проведены бактериологические и вирусологические исследования на стерильность медицинских инструментов: шприцы, скальпели, скарификаторы, пинцеты, иглы, размещенные в стерилизационной камере с температурным режимом 120 градусов Цельсия и времени стерилизации 5 минут.

3. Результаты исследований: Из проведенных анализов следует, что при исследованных режимах все инструменты оказались стерильными (см. Приложение 1). Стерилизатор обеспечивает гибель в стерилизуемых инструментах вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов и вируса гепатита.

Использование стерилизатора без керамического экрана не обеспечивает стерилизации инструмента, инструмент темнеет, а припой шприцев расплавляется.

Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80п при тех же режимах стерилизации не обеспечивал стерильности инструмента.

В связи с высокой эффективностью, стерилизатор может быть рекомендован к промышленному выпуску.

Главный врач РесСЭС
Минадрава УэССР

В. А. Андриянов

Приложение 1

РЕЗУЛЬТАТЫ
 бактериологических и вирусологических исследований эффективности работы стерилизатора МС-1 - опытно-экспериментальной модели, разработанной ФТИ НПО "ФИЗИКА-СОЛНЦЕ" АН УзССР

NN	Наименование инструмента	Экспозиция 5 мин. при 120С	
		Количество проб	Из них стерильно
1.	Иглы и шприцы	60	60
2.	Скарификаторы	60	60
3.	Скальпели	60	60
4.	Пинцеты	60	60
ИТОГО:		240	240

РЕЗУЛЬТАТЫ
 вирусологических исследований по выявлению НВ антигена гепатита В методом РОПГА на лабораторно-экспериментальной модели стерилизатора, разработанной ФТИ НПО "ФИЗИКА-СОЛНЦЕ" АН УзССР

NN	Наименование инструмента	Экспозиция 5 мин. при 120С	
		Количество проб	Из них стерильно
1.	Иглы и шприцы	60	60
2.	Скарификаторы	60	60
3.	Скальпели	60	60
4.	Пинцеты	60	60
ИТОГО:		240	240



Главный врач РесСЭС
 Минздрава УзССР

Зав. бак. лабораторией
 РесСЭС МЗ УзССР

[Handwritten signature]

В. А. Андриянов

С. К. Алиева

РЕЗУЛЬТАТЫ
вирусологических исследований по выявлению НЭВ антигена гелатита В ме-
тодом РОНГА (прототип)

№№ пп	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 1100											
		1		2		3		5		10		15	
		К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С
1.	Иглы и шприцы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
2.	Скарификаторы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
3.	Скальпели	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
4.	Пинцеты	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
ИТОГО:		36	-	36	-	36	-	36	-	36	-	36	-

№№ пп	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 1300											
		1		2		3		5		10		15	
		К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С
1.	Иглы и шприцы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
2.	Скарификаторы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
3.	Скальпели	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
4.	Пинцеты	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
ИТОГО:		36	-	36	-	36	-	36	-	36	-	36	-

№№ пп	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 1800											
		1		2		3		5		10		15	
		К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С
1.	Иглы и шприцы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	1
2.	Скарификаторы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	1
3.	Скальпели	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	1
4.	Пинцеты	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	1
ИТОГО:		36	-	36	-	36	-	36	-	36	-	36	4

Примечания:

1. К-количество проб, С-из них стерильно.

2. При 10 и 15 минутных экспозициях инструмент темнел, а припой шприцев расплавился.

Главный врач РесСЭС
 Минздрава УССР



В. А. Андриянов

РЕЗУЛЬТАТЫ
бактериологических и вирусологических исследований эффективности рабо-
ты стерилизатора (прототип)

№№ пп	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 1100											
		1		2		3		5		10		15	
		К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С
1.	Иглы и шприцы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
2.	Скарификаторы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
3.	Скальпели	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
4.	Пинцеты	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
ИТОГО:		36	-	36	-	36	-	36	-	36	-	36	-

№№ пп	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 1300											
		1		2		3		5		10		15	
		К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С
1.	Иглы и шприцы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
2.	Скарификаторы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
3.	Скальпели	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
4.	Пинцеты	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
ИТОГО:		36	-	36	-	36	-	36	-	36	-	36	-

№№ пп	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 1800											
		1		2		3		5		10		15	
		К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С
1.	Иглы и шприцы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	2
2.	Скарификаторы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	2
3.	Скальпели	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	2
4.	Пинцеты	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	2
ИТОГО:		36	-	36	-	36	-	36	-	36	-	36	8

Примечания:

1. К - количество проб, С - из них стерильно.

2. При 10 и 15 минутных экспозициях инструмент темнел, а припой шприцев расплавился.



Е. А. Андриянов