



РЕСПУБЛИКА САНИТАРИЯ-
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СТАНЦИЯСИ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

700173 Тошкент шаҳри, Х. Турсункулова кўчаси,
уй № 14 Телеграф адреси: Тошкент шаҳри
Рес. СЭС. Справклар учун телефон
785946, 785938

700173 гор. Ташкент, ул. Х. Турсункулова, 14
Телеграфный адрес: Ташкент, Уз. Рес. СЭС
Телефоны для справок: 785946, 785938

от 15.03.90. № 13-10/290

ХОЗРАСЧЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ОК - ОЛТИН"

На № _____

тов. ПАН Ч.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

бактериологического контроля эффективности
работы стерилизатора – экспериментальной
лабораторной модели, разработанной физико –
техническим институтом АН УЗССР

1. Стерилизатор (экспериментальная лабораторная модель),
размером 500х500х600, предназначен для стерилизации медицинских
инструментов. Принцип работы основан на применении специальной
керамики, преобразующая получение галагеновой или ксеноновой
лампы в спектр определенного диапазона, который обеспечивает
быструю и равномерную стерилизацию инструментов.

Стерилизатор работает от бытовой электросети – 220 в.

2. Для оценки эффективности работы стерилизатора проведены
бактериологические и вирусологические исследования – более
500 анализов, на стерильность медицинских инструментов: шприцы,
иглы к шприцам, скальпели, пинцеты, скарификаторы расфасованные
в стеклянные пробирки, свободно размещенные в стерилизационной
камере, с температурным режимом 130 и 180 градусов в течение
1, 2, 3, 5, 10, 15 минут.

3. Результаты исследований:

– Из проведенных анализов (356 образцов) на стерильность –
все инструменты оказались стерильными.

– 200 образцов исследовалось на уничтожение вируса гепатита
В. В одном образце обнаружен HB антиген гепатита "В" при режиме
стерилизации 180° – 3 минуты.

Результаты исследований приведены в приложении № 1.

- Стерилизатор обеспечивает гибель в стерилизуемых инструментах вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов.

- Оптимальным вариантом режима стерилизации для уничтожения в стерилизуемых инструментах всех жизнеспособных микро-организмов и их спор явился режим стерилизации 130° в течение 5 минут ; по уничтожению вируса гепатита "В" - 130° в течение 5 минут.

Приложение : Таблицы 1,2,3.

Главный врач РесСЭО
Минздрава УзССР



В. Андрианов

РЕЗУЛЬТАТЫ

бактериологических и вирусологических исследований эффективности
работы стерилизатора экспериментальной модели, разработанной УТИ
АН Узбекской ССР

№ Наименование инструмента	Экспозиция при $T^{\circ} - 130^{\circ}\text{C}$											
	1 минута		2 минуты		3 минуты		5 минут		10 минут		15 минут	
	К-во проб	из них стерил.	К-во проб	из них стерил.	К-во проб	из них стерил.	К-во проб	из них стерил.	К-во проб	из них стерил.	К-во проб	из них стерил.
1. Иглы и шприцы	3	3	6	6	12	12	36	35	36	36	33	33
2. Скарификаторы	3	3	3	3	3	3	15	15	18	18	18	18
3. Скальпели	3	3	-	-	-	-	9	9	9	9	3	3
4. Пинцеты	-	-	-	-	-	-	3	3	9	9	6	6
ИТОГО	9	9	9	9	15	15	63	62	72	72	60	60

Главный врач РесСЭС МЗ УзССР
Зав. бактериологической лабораторией



В. Андрианов
С. Алиева

Таблица № 2

Продолжение

№ Наименование инструмента	Экспозиция при $T^{\circ} - 130^{\circ}\text{C}$					
	1 минута		3 минуты		5 минут	
	К-во проб	из них стерил.	К-во проб	из них стерил.	К-во проб	из них стерил.
1. Иглы и шприцы	9	9	30	30	44	44
2. Скарификаторы	6	6	12	12	21	21
3. Перев. материал	6	6	9	9	-	-
ИТОГО	21	21	51	51	65	65

Главный врач РесСЭС МЗ УзССР
Зав. бактериологической лабораторией



В. Андрианов
С. Алиева

РЕЗУЛЬТАТ
 выношенные вирусологических исследований по выделению
 ИВ антигена гепатита В методом РОПТА

Наименование инструмента	Экспозиция при T - 100°						Экспозиция при T - 130°					
	3 минуты			15 минут			10 минут			11 минуты		
	!К-во		!из них		!К-во		!из них		!К-во		!из них	
	!проб	!стер.	!проб	!стер.	!проб	!стер.	!проб	!стер.	!проб	!стер.	!проб	!стер.
1. Иглы и шприцы	12		11	36	36				9	9	30	30
2. Скарификатор	3		3	18	18	8	8		6	6	18	12
3. Скальпели												
4. Пинцеты	15		14	54	54	8	8		15	15	42	42
											66	64

Главный врач РесСЭС МЗ УзССР

Зав. бактериологической лабораторией



В. Андрианов

С. Алиева