



РЕСПУБЛИКА САНИТАРИЯ-
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СТАНЦИЯСИ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

700173 Тошкент шаҳри, Х Турсункулова кўчаси,
уй № 14 Телеграф адреси: Тошкент шаҳри
Рес. СЭС. Справклар учун телефон
785946, 785938

700173 гор. Ташкент, ул. Х. Турсункулова, 14
Телеграфный адрес: Ташкент, Уз. Рес. СЭС
Телефоны для справок: 785946, 785938

от 10.04.90 № 13-10/290

На № _____ **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

бактериологического контроля эффективности работы стерилизатора - экспериментальной лабораторной модели, разработанной ФТИ НПО "ФИЗИКА-СОЛНЦЕ" АН УэССР

1. Стерилизатор предназначен для стерилизации медицинских инструментов. Принцип работы основан на применении специальной керамики, преобразующей излучение галогеновой лампы в спектр определенного диапазона, который обеспечивает быструю и равномерную стерилизацию инструментов.

Стерилизатор работает от бытовой сети 220в, 50Гц.

2. Для оценки эффективности работы стерилизатора проведены бактериологические и вирусологические исследования на стерильность медицинских инструментов: шприцы, скальпели, скарификаторы, пинцеты, иглы, размещенные в стерилизационной камере с температурным режимом 110, 130, 180 градусов Цельсия и времени стерилизации 1, 2, 3, 5, 10 и 15 минут.

3. Результаты исследований:

Из проведенных анализов следует, что при исследованных режимах все инструменты оказались стерильными (см. Приложение 1). Стерилизатор обеспечивает гибель в стерилизуемых инструментах вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов и вируса гепатита.

Использование стерилизатора без керамического экрана не обеспечивает стерилизации инструмента. Кроме того, в этом случае, при времени стерилизации 10 и 15 минут инструмент темнеет, а припой шприцев расплавляется.

Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80п при тех же режимах стерилизации не обеспечивал стерильности инструментов.

Главный врач РесСЭС
Минздрава УэССР



В. А. Андриянов

Приложение 1
РЕЗУЛЬТАТЫ
бактериологических и вирусологических исследований эффективности работы
стерилизатора лабораторно-экспериментальной модели, разработанной
ТИИ НПО "ФИЗИКА-СОЛНЦЕ" АН УССР

№№ п/п	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 110С											
		1		2		3		5		10		15	
		К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С
1.	Иглы и шприцы	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.	Скарификаторы	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3.	Скальпели	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
4.	Пинцеты	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Итого:		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

№№ п/п	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 180С											
		1		2		3		5		10		15	
		К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С
1.	Иглы и шприцы	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.	Скарификаторы	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3.	Скальпели	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
4.	Пинцеты	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Итого:		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

№№ п/п	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 180С											
		1		2		3		5		10		15	
		К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С
1.	Иглы и шприцы	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.	Скарификаторы	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3.	Скальпели	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
4.	Пинцеты	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Итого:		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

Примечание: К-количество проб, С-из них стерильно.

Главный врач РСФСР
Минздрава УССР



[Handwritten signature]

В. А. Андриянов

РЕЗУЛЬТАТЫ
 вирусологических исследований по выявлению НВЭ антигена гепатита В ме-
 тодом РОИПА на лабораторно-экспериментальной модели стерилизатора,
 разработанной НИИ НПО "ОМВИКА-СОЛНЦЕ" АН УССР

№№ пп	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 110С											
		1		2		3		5		10		15	
		К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С
1.	Иглы и шприцы	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.	Скарификаторы	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3.	Скальпели	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
4.	Пинцеты	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
ИТОГО:		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

№№ пп	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 130С											
		1		2		3		5		10		15	
		К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С
1.	Иглы и шприцы	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.	Скарификаторы	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3.	Скальпели	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
4.	Пинцеты	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
ИТОГО:		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

№№ пп	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 180С											
		1		2		3		5		10		15	
		К	С	К	С	К	С	К	С	К	С	К	С
1.	Иглы и шприцы	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2.	Скарификаторы	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3.	Скальпели	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
4.	Пинцеты	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
ИТОГО:		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

Примечание: К-количество проб, С-из них стерильно.

Главный врач, РесСЭС
 Минздрава УССР



Handwritten signature

Е. А. Андриянов

РЕЗУЛЬТАТЫ
вирусологических исследований по выявлению HBS антигена гепатита В ме-
тодом РИДГА (протокол)

пп	наименование инструмента	1		2		3		5		10		15	
		к	с	к	с	к	с	к	с	к	с	к	с
1.	Иглы и шприцы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
2.	Скарификаторы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
3.	Скальпели	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
4.	Пинцеты	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
ИТОГО:		36	-	36	-	36	-	36	-	36	-	36	-

пп	наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 130С											
		1		2		3		5		10		15	
1.	Иглы и шприцы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
2.	Скарификаторы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
3.	Скальпели	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
4.	Пинцеты	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
ИТОГО:		36	-	36	-	36	-	36	-	36	-	36	-

пп	наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 180С											
		1		2		3		5		10		15	
1.	Иглы и шприцы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	1
2.	Скарификаторы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	1
3.	Скальпели	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	1
4.	Пинцеты	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	1
ИТОГО:		36	-	36	-	36	-	36	-	36	-	36	4

Примечания:

1. К-количество проб, С-из них стерильно.

2. При 10 и 15 минутных экспозициях инструмент темнел, а припой шприцев расплавился.

Главный врач РесСЭС
Миназдрава УэССР



В. А. Андриянов

РЕЗУЛЬТАТЫ
бактериологических и вирусологических исследований эффективности работы стерилизатора (прототип)

NN пп	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 1100											
		1		2		3		5		10		15	
		к	с	к	с	к	с	к	с	к	с	к	с
1.	Иглы и шприцы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
2.	Скарификаторы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
3.	Скальпели	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
4.	Пинцеты	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
ИТОГО:		36	-	36	-	36	-	36	-	36	-	36	-

NN пп	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 1300											
		1		2		3		5		10		15	
		к	с	к	с	к	с	к	с	к	с	к	с
1.	Иглы и шприцы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
2.	Скарификаторы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
3.	Скальпели	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
4.	Пинцеты	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-
ИТОГО:		36	-	36	-	36	-	36	-	36	-	36	-

NN пп	Наименование инструмента	Экспозиция, мин. при 1800											
		1		2		3		5		10		15	
		к	с	к	с	к	с	к	с	к	с	к	с
1.	Иглы и шприцы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	2
2.	Скарификаторы	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	2
3.	Скальпели	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	2
4.	Пинцеты	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	2
ИТОГО:		36	-	36	-	36	-	36	-	36	-	36	8

Примечания:

1. К-количество проб, С-из них стерильно.

2. При 10 и 15 минутных экспозициях инструмент темнел, а припой шприцев расплавился.

Главный врач РесСЭС
Миназдрава УэССР

 В. А. Андриянов

